



냄새·세균·바이러스  
완벽 차단

# 기저귀 자동밀봉 처리기

폐 기저귀 냄새 · 세균 · 바이러스 처리 솔루션

# CLEAY 클리



폐 기저귀 냄새 및  
세균·바이러스 처리 솔루션

바로 **클리**입니다!



냄새 및 세균·바이러스  
완벽 차단



손이 닿지 않아 안전하고  
위생적인 투입구



사용한 폐 기저귀를 자동  
개별 밀봉처리



배터리가 내장되어 있어  
언제 어디서나 사용이 가능합니다.



## CLEAY 사용법

### 기저귀 투입

사용한 기저귀를  
투입구에 넣습니다.



### 자동 밀봉 보관

투입구에 위치한 위생롤이  
폐기저귀를 자동으로 개별  
밀봉하여 보관합니다.



### 간편한 처분

수거통에 쌓인 폐 기저귀를  
버릴 때는 가위로 잘라  
간편하게 버릴 수 있습니다.





# 클리는

“냄새 및 세균/바이러스를 완벽 밀봉합니다”

## 클리 특징점

### 전염병 확산 예방

폐 기저귀를 개별 밀폐 포장하여 바이러스 및 세균 차단으로 전염병 확산을 예방합니다.

### 실내환경 개선

폐 기저귀 냄새 차단으로 쾌적한 실내환경을 조성해 줍니다.

### 업무효율 개선

폐 기저귀 처리 및 포장 시 소요되는 시간을 단축시켜 줍니다.

배터리가 내장되어 있어 완충 시 최대 8시간 동안 사용이 가능합니다. (연속 구동 시)



#### 전용 위생롤

폐 기저귀를 밀봉 포장하는 클리 전용 위생롤

\* 소모품 별매



### 청결한 투입구

폐 기저귀를 버릴 때 투입구에 손이 닿지 않아 위생적으로 사용이 가능합니다.



### 완벽한 개별 밀봉


사용한 폐기저귀를 밀봉하여 냄새 및 세균/바이러스의 번식을 완벽히 차단합니다.

\* 밀봉력 공인시험성적서 보유 (CMCL-2019-00003)



### 업무시간 단축

폐 기저귀를 밀봉하는 업무시간을 단축할 수 있습니다.



### UV 살균기능

밀봉 시 UV-C LED가 작동하여 세균을 99.9% 살균 소독합니다. 유해 세균을 완벽하게 차단하여 다양한 전염병을 예방합니다.

\* UV 살균 시험성적표 보유



## 클리 (CLEAY)

배터리가 내장되어 있고 바퀴가 있어  
이동식으로 사용이 가능합니다.

### 제품사양

품명	클리 (CLEAY)
제품규격	720 x 440 x 920mm (손잡이 포함 시 790 x 440 x 920mm)
무게	45kg
재질	알루미늄
사용시간	8시간 (연속 구동 시)
충전시간	2시간
전용 롤 (포장재)	폭 430mm x 길이 100m
판매원	주식회사 주은인터내셔널
제조국	대한민국

### 사용 시 주의사항

1. 본 제품의 전용 위생롤만 사용해 주세요.
2. 본 제품의 전용 배터리만 사용해 주세요.
3. 투입구에 손을 넣지 마세요.
4. 강한 충격이나 무거운 물건을 올리지 마세요.
5. 투입구에 기저귀 외에는 넣지 마세요.
6. 본 제품을 개조하여 사용하지 마세요.
7. 본체 투입구에 물을 뿌리거나 넣지 마세요.

### CLEAY 인증현황



- 특허등록 10-2028276호
- 특허등록 10-2116846호
- 국제특허 PCT/KR2018/010497
- 밀봉력 공인시험성적서 보유 (CMCL-2019-00003)



www.jooeun-intl.com

### (주) 주은인터내셔널

JooEun International co., ltd.

경기 김포시 김포한강10로133번길 127 645호

Tel : 02-899-0318 Fax : 02-899-0313

E-mail : verbenabys@hanmail.net

한국/서울  
경기 김포시 김포한강10로133번길 127 645호  
T. 02-899-0318 F. 02-899-0313

한국/중부  
경기도 화성시 동탄순환대로 830 SK V1 center 1010호

한국/남부  
대구시 달서구 성서로45길 7, 2층(갈산동)

일본/오사카  
大阪府東大阪市柏田西2丁目9-22